

Antes y después

UNA SOLA SESIÓN

La innovación, la seguridad y la tecnología te permiten lograr unos resultados extraordinarios.



11 semanas y media después del tratamiento con Cooltech® Define



11 semanas y media después del tratamiento con Cooltech® Define




14 semanas y media después del tratamiento con Cooltech® Define



11 semanas y media después del tratamiento con Cooltech® Define

CGP



PATENTADO

Cool Gel Pad -50°C Smart Contact

Cool Gel Pad -50°C Smart Contact está diseñada para proteger la piel de las bajas temperaturas durante el tratamiento de criolipólisis.

Nueva fórmula con gel -50 °C, rebaja el punto de congelación y permite profundizar todavía más en la piel.

Mayor viscosidad para mantener el gel en el centro del CGP donde va ubicado el aplicador para una mayor protección de la piel durante todo el tratamiento.

La película va colocada en el área en contacto con el aplicador (nunca en contacto con la piel del paciente) para evitar la obstrucción del aplicador por causa del gel y facilitar su limpieza después del tratamiento.

Marcas de posicionamiento para una colocación precisa del aplicador en el centro del Cool Gel Pad -50°C Smart Contact.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nivel de regulación del vacío: 100 mbar - 500 mbar (± 10 %)

ALIMENTACIÓN

Alimentación: red monofásica 100 - 240 V AC

Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Potencia máxima: 2.400 W

REGULACIÓN

Clasificación según IEC 60601-1:

Clase I, Tipo B (aplicadores de frío),
Tipo BF (aplicadores masajeador)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones: 715 X 1160 X 555 mm

Peso: 90 kg

Interfaz gráfica: Pantalla táctil 10, 4"



100014829 - 20230317 - V.5

cooltech®
DEFINE

REMODELACIÓN CORPORAL COMPLETA REDUCCIÓN DE LA GRASA LOCALIZADA



Cooltech® Define es un dispositivo de criolipólisis de última generación que permite el tratamiento de

**4 ÁREAS
SIMULTÁNEAMENTE**

PLACAS
ENFRIADORAS
360°

Resultados excelentes. Todos los pacientes querrán experimentar este tratamiento seguro y altamente eficaz.

ebd@sinclair.com
+34 934 588 566
www.sinclair.com

cooltech®
DEFINE | SINCLAIR

REMODELACIÓN CORPORAL COMPLETA EN TIEMPO RÉCORD

PLACAS ENFRIADORAS 360°

Contacto total de las placas con el tejido para un mejor resultado en la congelación de la grasa.

4 APLICADORES TRABAJANDO EN SIMULTÁNEO

Trata cuatro áreas de tus pacientes al mismo tiempo. Ahorra tiempo y ahórraselo a los clientes.

9 APLICADORES ERGONÓMICOS

Aplicadores diseñados para adaptarse a todas las áreas, tejidos y necesidades.

9 PLANTILLAS DE DIAGNÓSTICO

Garantiza los mejores resultados con una evaluación precisa y optimiza el tiempo de planificación.

Patented Cool Gel Pad -50°C Smart Contact

Protege la piel de tus pacientes durante todo el tratamiento.



I SACA EL MÁXIMO PROVECHO DE TU NEGOCIO

REDUCCIÓN DE LA GRASA LOCALIZADA



CONTACTO TOTAL
ENFRIADORAS TOTAL
RESULTADOS TOTALES
360°

9 aplicadores ergonómicos

Aplicadores diseñados para adaptarse a todas las áreas, tejidos y necesidades.



TIGHT



STRAIGHT



DOUBLE



CURVED



OVAL



OVAL CURVED



DELTA



TINY CURVED



TINY


1 Masajeador

Aumenta la eficacia del tratamiento ya que recupera la circulación sanguínea postratamiento.




Los aplicadores trabajan en simultáneo

Múltiples combinaciones en una sola sesión.



TODAS LAS ÁREAS
TODOS LOS ÁNGULOS
TODO TIPO DE TEJIDOS
TODOS LOS PACIENTES



Plantillas de diagnóstico fáciles de usar

Garantiza la mejor evaluación y optimiza el tiempo de planificación.



PLANTILLA TIGHT



PLANTILLA STRAIGHT



PLANTILLA DOUBLE



PLANTILLA CURVED



PLANTILLA OVAL



PLANTILLA OVAL CURVED



PLANTILLA DELTA



PLANTILLA TINY CURVED



PLANTILLA TINY